

1 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	眼镜片供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供眼镜片产品供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、成人渐镜片：远近切换视野清晰，数码聚焦增强技术，波阵面技术，跟据亚洲人眼球参数优化设计，光度精准，远近视觉转换轻松流畅。</li><li>2、青少年近视管理片：应用调节滞后理论，梯度离焦理论，同心圆设计，高非球微透镜，使进展性近视有效控制，近视度数稳定。</li><li>3、光敏感片：膜变工艺，户外变色透射比分类 3 类，随紫外线自动调节颜色，全防紫外线，不影响屈光纠正效果，褪色快。</li><li>4、视疲劳有害光防护片：抗疲劳设计，视近光度，双核智能成像技术，双面防紫外线，减反技术，基底吸收蓝光技术，</li><li>5、钴晶镜片：减少反光，防紫外线，耐污，耐磨损，防水，防尘。</li></ol>

## 2 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	眼镜片供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供眼镜片产品供应服务,供应期限 3 年, 具体供应产品及技术参数如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成人渐进片: 黄金比例设计, 远近皆宜, 敏锐视觉, 优化双眼融像, 提高立体视觉, 可变渐进带提供灵活镜片解决方案, 以便适应多种镜框。</li> <li>2. 青少年近视管理镜片: 采用周边视力控制技术, 安全有效控制近视发展, 眼龄识别技术, 专为亚洲儿童设计, 提供清晰自然视力, 数码识别技术, 支持儿童数字生活方式, 根据不同视物距离减少调节力滞后。</li> <li>3. 数码型镜片: 根据移动数码设备使用者的用眼习惯而设计, 针对性缓解人们长时间使用手机和平板电脑出现的各种眼睛甚至身体不适症状, 运用 3D 面部识别技术, 为不同脸型优化的视觉效果, 宽大远用区, 舒适近用区, 周边调节区。</li> <li>4. 焕色世界镜片: 自动适应光线变化, 根据周边环境光线灵活调节镜片的颜色, 防眩光, 动态捕捉, 符合亚洲人的设计。</li> <li>5. 蓝光防护镜片: 有效拦截可能导致视网膜疾病的有害蓝光, 保持有益于舒缓情绪、提高警觉度的蓝光, 并且提高使用数码设备时的视觉清晰度, 阻隔有害蓝光, 吸收有益蓝光。</li> <li>6. 防卫镜片: 加载具有病毒灭活技术的钻立方防卫膜, 可有效灭活 99.9%病毒细菌, 降低病毒存活并传播到其他地方的风险。</li> <li>7. 驾驶型镜片: 减弱刺眼强光造成的眩晕感, 在弱光条件下提供良好的视觉, 准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。</li> <li>8. 单光基础型镜片: 纳米级膜层, 包含加硬膜、超级减反射膜及清洁顶膜并同时具有抗静电功能, 韦镜片提供全方位保护, 高达 58 的阿贝数, 赋予镜片良好的光学性能, 带来清晰视觉。</li> <li>9. 玻璃镜片: 生产设计精密, 高折射率使得镜片轻薄, 镀有多层减反射膜, 表面反光很少, 美观且视物自然清晰, 表面硬度高, 易保养, 非常适合对镜片耐磨性有高要求的人群。</li> <li>10. 智锐镜片: 精密的自由成型技术, 专注于镜片生产每一道工序精准度, 提供高质量的清晰视觉, 通过镜片的厚度优化计算, 提供眼镜光学性能和镜片轻薄之间的科学平衡, 针对移动互联网时代的生活方式优化设计, 满足不同年龄段的人群视线频繁变换方向与距离的智能动态视觉, 基于年龄大数据, 不同年龄的眼睛调节能力和瞳孔尺寸, 视觉需求和视觉习惯, 针对性的年龄优化。</li> </ol>

## 3 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或服务要求
1	镜架、太阳眼镜供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供镜架、太阳眼镜供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p><b>1. 板材镜架</b></p> <p>1.1 镜框类型：青少年及成人</p> <p>1.2 材质：板材</p> <p>1.3 整体重量：7-20g</p> <p>1.4 镜框宽度：46-55mm</p> <p>1.5 镜框高度：20-30mm</p> <p>1.6 鼻间距离：12-20mm</p> <p>1.7 眼镜配件：镜盒，说明书</p> <p><b>2. 金属镜架</b></p> <p>2.1 镜框类型：青少年及成人</p> <p>2.2 材 质：合金</p> <p>2.3 整体重量：7g-20g</p> <p>2.4 镜框宽度：46mm-55mm</p> <p>2.5 镜框高度：20mm-30mm</p> <p>2.6 鼻间距离：12mm-20mm</p> <p>2.7 镜腿长度：135mm-149mm</p> <p>2.7 眼镜配件：镜盒，说明书</p> <p><b>3. 太阳镜</b></p> <p>3.1 镜框类型：儿童及成人</p> <p>3.2 镜框材质：板材/金属</p> <p>3.3 镜片材质：TAC 多层复合</p> <p>3.4 镜片功效：防 UVA，防 UVB</p> <p>3.5 镜腿材质：板材/金属</p> <p>3.6 镜片颜色：灰色绿色全色镜片</p> <p>3.7 整体重量：20g-80g</p> <p>3.8 镜框宽度：46mm-60mm</p> <p>3.9 镜片高度：30mm-60mm</p> <p>3.10 鼻间距离：17mm-20mm</p> <p>3.11 镜腿长度：135mm-149mm</p> <p>3.12 眼镜配件：镜布，镜盒，说明书</p>

#### 4 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	镜架供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供镜架供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p>材质要求：包括但不限于 TR，板材，合金、钛架；</p> <p>款式要求：包括但不限于儿童款、青少年款、成人男女款</p>

5 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	镜架供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供镜架供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p>一、</p> <p>1. 板材镜架</p> <p>1.1 镜框类型：青少年及成人</p> <p>1.2 材 质：板材</p> <p>1.3 整体重量：7-40g</p> <p>1.4 镜框宽度：46-55mm</p> <p>1.5 镜框高度：20-30mm</p> <p>1.6 鼻间距离：12-20mm</p> <p>1.7 眼镜配件：镜盒，说明书</p> <p>2. 儿童镜架</p> <p>2.1 镜框类型：儿童</p> <p>2.2 材 质：硅胶</p> <p>2.3 整体重量：8g-13g</p> <p>2.4 镜框宽度：38-50mm</p> <p>2.5 镜框高度：20-40mm</p> <p>2.6 鼻间距离：12-20mm</p> <p>2.7 眼镜配件：镜盒，说明书：</p> <p>3. 金属镜架</p> <p>3.1 镜框类型：青少年及成人</p> <p>3.2 材 质：<math>\beta</math>-TITANIUM</p> <p>3.3 整体重量：7g-20g</p> <p>3.4 镜框宽度：46-59mm</p> <p>3.5 镜框高度：20-50mm</p> <p>3.6 鼻间距离：12-20mm</p> <p>3.7 眼镜配件：镜盒，说明书</p> <p>二、</p>

			<p>1. 金属镜架</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1 镜框类型：青少年及成人</li><li>1.2 材 质：合金</li><li>1.3 整体重量：10g-20g</li><li>1.4 镜框宽度：45-55mm</li><li>1.5 镜框高度：20-50mm</li><li>1.6 鼻间距离：12-20mm</li><li>1.7 眼镜配件：镜盒，说明书</li></ul> <p>2. 金属镜架</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1 镜框类型：青少年及成人</li><li>2.2 材 质：TITANIUM</li><li>2.3 整体重量：5g-20g</li><li>2.4 镜框宽度：46-59mm</li><li>2.5 镜框高度：20-50mm</li><li>2.6 鼻间距离：12-20mm</li><li>2.7 眼镜配件：镜盒，说明书</li></ul>
--	--	--	--

6分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	近视控制多焦软镜、硬性隐形镜及护理产品供应服务	1项	<p>为梧州市工人医院提供近视控制多焦软镜、硬性隐形镜及护理产品供应服务，供应期限3年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p>一、近视控制多焦软镜</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日戴型软镜，镜片表面有特殊专利设计有近视控制的功能</li> <li>2. 多焦点软镜，不易碎，双周抛，护理成本低</li> <li>3. 验配流程简单，佩戴舒适，青少年易接受，</li> <li>4. 适用年龄范围广，8岁以上患者适用</li> <li>5. 验配范围广，近视100度到1000度，散光300度以无忧验配。</li> </ol> <p>二、硬性隐形镜及护理产品</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、等离子处理，佩戴舒适               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 定制范围广 38.00~47.00 D (0.25/档)。</li> <li>1.2 散光度不高于2.50D，均可验配。</li> <li>1.3 镜片抗污能力强，表面亲水性和湿润性好。</li> </ol> </li> <li>2、双RC设计，高透氧，非球面设计               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 AC弧非球面设计</li> <li>2.2 环曲面设计</li> <li>2.3 使用硬性高透氧性材料，舒适性强，并且塑性效果好</li> <li>2.4 定制范围广</li> </ol> </li> <li>3、护理产品               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 软镜硬镜都适用</li> <li>3.2 只需浸泡，免搓洗，有效去除蛋白沉淀</li> <li>3.3 有消毒、保湿、润滑的功效</li> <li>3.4 内附镜杯。</li> </ol> </li> </ol>

## 7 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	硬性角膜接触镜(含角膜塑形镜)及护理产品供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供硬性角膜接触镜及护理产品供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p>1. VRT 角膜接触镜</p> <p>1.1 规格：普通/圆锥</p> <p>1.2 VSt 设计,普通片近视度数在-5d,散光度数在 2d 以内，特殊片散光值可到 500 度。</p> <p>2 .RGP:</p> <p>Boston 材质（相当于或优于此材质），双非球面设计，高透氧系数，防紫外线，正负 2500 度以内；</p> <p>3. 硬性透气接触镜用多功能护理液,除蛋白护理液</p> <p>3.1 规格：240ml</p> <p>3.2 清洁，润滑，消毒，冲洗，保存五合一多功能于一身，可直接入眼</p> <p>3.3 使用性质：开瓶后三个月用完</p> <p>3.4 三十分钟快速除蛋白质沉淀物，一次一组。</p>

8 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求																		
1	视光用具供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供视光用具供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <p>1. 折叠式翻转镜</p> <p>1.1 结构：可折叠式</p> <p>1.2 产品规格：± 2.5、± 2.0、± 1.5、± 1.0</p> <p>1.3 镜片要求：</p> <p>± 2.5 两组镜片组合为+2.5D 和-5.0D            ± 2.0 两组镜片组合为+2.0D 和-4.0D            ± 1.5 两组镜片组合为+1.5D 和-3.0D</p> <p>2. 遮盖眼贴</p> <p>2.1 型号：T2 普及型</p> <p>2.2 规格：20 片/盒（独立包装）</p> <p>2.3 执行标准：Q/GZSJ 4-2018 眼贴用途，全遮盖，无纺布眼贴，可直接与皮肤接触，独立包装，卫生安全。</p> <p>3. 3M 膜状压贴镜</p> <p>3.1 型号分别为：spheric（球镜）、Prism（棱镜）</p> <table border="1" data-bbox="751 1491 1206 1912"> <thead> <tr> <th colspan="2">规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2△</td> <td>10△</td> </tr> <tr> <td>3△</td> <td>12△</td> </tr> <tr> <td>4△</td> <td>15△</td> </tr> <tr> <td>5△</td> <td>20△</td> </tr> <tr> <td>6△</td> <td>25△</td> </tr> <tr> <td>7△</td> <td>30△</td> </tr> <tr> <td>8△</td> <td>35△</td> </tr> <tr> <td>9△</td> <td>40△</td> </tr> </tbody> </table>	规格		2△	10△	3△	12△	4△	15△	5△	20△	6△	25△	7△	30△	8△	35△	9△	40△
规格																					
2△	10△																				
3△	12△																				
4△	15△																				
5△	20△																				
6△	25△																				
7△	30△																				
8△	35△																				
9△	40△																				

规格	
负球镜	正球镜
-7 D	+6 D
-8 D	+7 D
-9 D	+8 D
-10 D	+10 D
-11 D	+12 D
-12 D	+14 D
-13 D	+16 D
-14 D	

3.4. 功能:压贴在镜片上,对屈光矫正的作用。

4. 压抑膜

4.1 规格:

规格	近似视敏度
<0.1	~20/300
~0.1	~20/200
~0.2	~20/100
~0.3	~20/70
~0.4	~20/50
~0.6	~20/30
~0.8	~20/25

4.2 功能:弱视治疗辅助工具,遮盖健眼,消除健眼对弱视眼的抑制。

9 分标

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术要求或服务要求
1	软性亲水接触镜供应服务	1 项	<p>为梧州市工人医院提供软性亲水接触镜供应服务，供应期限 3 年，具体供应产品及技术参数如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料：硅水凝胶</li> <li>2. 颜色：淡水蓝色</li> <li>3. 含水量：36%</li> <li>4. 透氧系数：<math>91 \times 10^{-11} \text{cm}^2 / [\text{mlO}_2 / (\text{ml} \times \text{mmHg})]</math>，允差为：<math>\pm 20\%</math></li> <li>5. 透氧量：<math>101 \times 10^{-9} [\text{cm} \cdot \text{mLO}_2 / (\text{s} \cdot \text{mL} \cdot \text{mmHg})]</math>（-3.00D）</li> <li>6. 光谱透过率：<math>\geq 92\%</math></li> <li>7. 总直径：14.00mm</li> <li>8. 中心厚度：0.09mm（-3.00D）</li> <li>9. 基弧半径：8.3mm、8.6mm</li> <li>10. 后顶焦度（球面）： +6.00D<math>\sim</math>-12.00D</li> <li>11. 折射率：1.426</li> <li>12. 适应症：用于治疗用途，（需由专业医疗机构的医护人员配戴和摘取），作为绷带镜式角膜接触镜保护角膜，在眼部病症和术后的治疗时缓解角膜疼痛等，最长配戴 21 天。</li> </ol>